



ARDEX CW

Renseservietter

- Ekstremt stærke og modstandsdygtige, tekstilagtige servietter
- Afgiver ikke fnug ved brug
- Imprægneret med et kraftigt, men skånsomt rengøringsmiddel
- Til fjernelse af lim- og epoxyrester på værktøj og belægninger
- Hurtigtørrende; efterlader ikke rester
- Leveres i genlukkelig doseringsbeholder



Anvendelsesområde

Fugtige renseservietter til skånsom fjernelse af ikke hærdet epoxy- og limrester på glatte belægninger (overflader) samt til grundig rengøring af værktøj og maskiner.

Velegnet til bl.a. fjernelse/rengøring af:

- Ikke hærrede rester af ARDEX 2-K PU samt SMP- og epoxylim på belægninger som fx parket og keramik.
- Ikke hærrede rester af dispersionslim på fx PVC-belægninger.
- Limrester samt rester af ovennævnte materialer på værktøj og maskiner m.m.
- Cementrester, som fx cementslør, på keramiske belægninger.
- Tilsudsninger med fedt, olie, tjære, grafit, voks osv.

Forarbejdning

Doseringsbeholderens top åbnes og en serviet trækkes op gennem hullet i låget og afrives. Limrester eller tilsudsninger duppes med renseservietten. Ved genstridige rester lades rengøringsmidlet virke et par minutter før aftørring. Behandlingen gentages om nødvendigt. Låget lukkes omhyggeligt igen for at sikre, at servietterne bevarer deres fugtighed.

Bemærk

Indeholder (R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen. Kan fremkalde allergiske reaktioner. Skadelig for vandorganismer, med langfristet virkning. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udledes i naturen. Indholdsstoffer i henhold til EF-forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: Konserveringsmiddel, ikke-ioniske rengøringsmidler, (R)-p-Mentha-1,8-dien < 5%.

ARDEX Skandinavien A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Bortskaffelse

Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

Tekniske data:

Materialebasis:	Servietter: 70% viskose, 30% polyester imprægneret med skånsomt rengøringsmiddel.
pH-værdi:	Ca. 5 (brugsopløsning) i flydende koncentrat.
Vægtfylde:	Ca. 1,01 kg /l væske.
Forpakning:	Kunststof-spand med 72 servietter 6 spande pr. karton.
Opbevaring:	Lagres koldt, men frostsikkert. Åbnede spande skal lukkes tæt.
Lagring/holdbarhed:	Kan lagres i ca. 24 måneder i uåbnet, original forpakning.